



SOLUTION GLOBALE POUR  
SYSTÈME D'INFORMATION ET DE  
GESTION DE CABINET DENTAIRE

14, rue des Messageries – 75010 Paris  
Tél. 01 47 70 30 48 – Fax 01 47 70 43 94  
Site Web : <http://dentaire.excalibra.fr/>  
Boutique Web : <http://boutique.excalibra.fr/>  
E-Mail : [dentaire@excalibra.fr](mailto:dentaire@excalibra.fr)

## INFORMATIONS SUR LA MISE À JOUR DES LECTEURS DE CARTE VITALE

Les nouvelles cartes vitales comporteront des numéros de série qui ne pourront être lus que par des lecteurs de carte en version 3.

### **Vos télétransmissions risquent d'être rejetées à partir de Mai 2009.**

Vous trouverez ci-dessous un tableau qui vous permettra de déterminer la version installée sur les principaux lecteurs distribués :



GEMPLUS GCR 750 : au démarrage du lecteur la version E196 apparaît si elle est en 2.xx, il faut faire mise à jour vers une version 3.xx



GEMPLUS GCR 760 déjà en 3.xx



GEMPLUS Gemscope déjà en 3.xx



SAGEM Twin 10 : au démarrage du lecteur la version E196 apparaît, si il est indiqué 2.xx, il faut faire mise à jour vers une version 3.xx



SAGEM Twin Silver déjà en 3.xx



SAGEM Twin 30 déjà en 3.xx



SAGEM Twin 30+ déjà en 3.xx



SAGEM EFT 20 : faire flèche du haut choisir EI96S et lire la version si en 2.xx faire mise à jour vers version 3.xx



SAGEM EFT 30/Smart déjà en 3.xx



SAGEM EFT 930 déjà en 3.xx



XIRING Office : appuyer sur la touche F et lire la version si en 2.xx faire mise à jour vers version 3.xx celle-ci est gratuite



XIRING TLA : appuyer sur la touche F et lire la version, si il est indiqué 1.15 ou 1.19, il faut faire une mise à jour vers version 2.02, celle-ci peut être gratuite selon date d'achat du lecteur (lecteur après le 01/06/2005, nous appeler avec le n° de série pour confirmation)



XIRING Vitalact : appuyer sur la touche Menu>Info lecteur et lire la version du CDC, si il est indiqué 1.31 faire mise à jour vers version 1.40. Celle-ci peut être gratuite selon date d'achat du lecteur (lecteur après le 01/06/2005, nous appeler avec le n° de série pour confirmation)

**Si vous disposez d'un lecteur de carte vitale en version 2, n'hésitez pas à contacter Ex Calibra pour procéder à la mise à jour de votre lecteur ou à son remplacement.**

**Lecteur Sésam Vitale**  
SAGEM Twin 30+ USB



199 € T.T.C.



**Lecteur multicartes SAGEM**  
MONETEL EFT930 P EI96 3.00 + CB5.2



575 € T.T.C.

**Pour d'autres références, nous consulter au 01 47 70 30 48 ou [dentaire@excalibra.fr](mailto:dentaire@excalibra.fr)**